

AN

Dioxit vô trùng, Chất khử trùng

Dư lượng QUAT thấp
Chất khử trùng / làm sạch.
Chất khử trùng đa dụng



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

InSpec AN được thiết kế để phun, ứng dụng lau bề mặt và lau sàn. Dùng lau bề mặt: để bình xịt khoảng 15cm đến 20cm từ khu vực cần làm sạch. Loại 5L, đổ vào một thùng chứa thích hợp để lau. Dùng lau sàn: Pha 100mL đậm đặc với 2,4 lít nước. Áp dụng cho bề mặt để đảm bảo mức độ hiệu quả.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT:

Chất tẩy rửa không chứa cồn, clo và QUAT. Dung dịch RTU 4% , pH 8,8-9,2, đậm đặc pH 10,0.

LƯU TRỮ:

Lưu trữ thẳng đứng trong các thùng chứa kín ban đầu, tránh ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao. Hướng dẫn đầy đủ về việc xử lý và thải bỏ sản phẩm này có sẵn trong Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS).

SỬ DỤNG AN TOÀN:

Luôn mang gang tay, kính bảo hộ hoặc mặt nạ bảo vệ. Luôn đọc nhãn dán và MSDS trước khi sử dụng.

VẬT LIỆU TƯƠNG THÍCH:

Ứng dụng các giải pháp, khi sử dụng đúng theo chỉ dẫn sẽ không gây ảnh hưởng đến các vật liệu thường gặp trong phòng sạch. Xem thông tin tương ứng trong tệp kỹ thuật.

LỢI ÍCH:

- Không chứa chất Oxy hóa.
- Diệt khuẩn và diệt nấm.
- Làm sạch và khử trùng.
- Thời hạn sử dụng được phê chuẩn là 3 tháng.
- Sản phẩm được bảo vệ trong chai nhựa cao cấp.
- Các loại 1L và 5L được sản xuất với nước WFI.
- Nhiều mẫu mã dùng cho phòng sạch.
- Là sản phẩm luân chuyển lý tưởng cho InSpec QT, HA và OX.
- Sản phẩm tiêu chuẩn GMP.

THÔNG TIN KỸ THUẬT NGƯỜI DÙNG

InSpec AN là chất khử trùng, vô trùng ở dạng pha loãng và đậm đặc.

InSpec AN được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP trong phòng sạch ISO 6. Sản phẩm được thực hiện và giới hạn trong môi trường ISO lớp 5.

Dung dịch được lọc qua bộ lọc 0,2 micron và gamma được chiếu xạ theo quy trình được xác nhận (ở mức 25-45kGy) để đưa ra mức đảm bảo vô trùng SAL là 10⁻⁶.

Bình xịt có vòi được cung cấp với 900mL dung dịch trong bình 1L.

InSpec AN được cung cấp Giấy chứng nhận về sự phù hợp, phân tích, chiếu xạ và vô trùng.

Tất cả các dạng của AN đều có hạn sử dụng là 24 tháng.

Đối với chai nắp vặn sử dụng hết toàn bộ sau khi mở.

Kiểm tra tiếp xúc hiệu quả tối thiểu của Vi sinh

EN 1276 Bacteria	5 phút	EN 13697 Bacteria	5 phút
EN 1650 Fungi	15 phút	EN 13697 Fungi	15 phút

Sản phẩm InSpec™ AN

Sản phẩm	Quy cách đóng gói	Kích cỡ vỏ	Mã sản phẩm
InSpec™ AN 900mL Trigger	Bình phun 1L	6x 1L	ANWFI20-900MLS
InSpec™ AN 5L Screw Cap	Bình nắp vặn 5L	2 x 5L	ANWFI20-5LS
InSpec™ AN Concentrate	Bình nắp vặn 100mL	50 x 100mL	ANCNC20-100

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

Decon Solutions Co., LTD

Số 62 Đường 64, Khu Phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM
H: 09 0890 1955 **F:** +84 28 6287 3181 **E:** info@deconsolutions.com.vn
T: +84 28 6287 3180 - 38 143 585 **W:** www.deconsolutions.com.vn



AN

Sterile Diamine, Disinfectant Cleaner

Low residue QUAT free

Disinfectant / cleaner.

Broad spectrum disinfectant



USE INSTRUCTIONS:

InSpec AN is designed for spraying, wiping and mopping applications. Hold spray approximately 15cm to 20cm from area to be treated. 5L versions, pour into an appropriate container for mopping. 100ml concentrate added to 2.4L of water is required for mopping. Apply to surface to ensure complete coverage.

TECHNICAL DATA:

Alcohol, chlorine and QUAT-free disinfectant cleaner. 4% RTU Solution pH 8.8-9.2, Concentrate pH 10.0.

STORAGE:

Store upright in original closed containers, away from sunlight and extremes of temperature. Full guidance on the handling and disposal of this product is available in the Material Safety Data Sheet (MSDS).

SAFE HANDLING:

Always wear gloves and goggles or face protection. Always read the label and MSDS before use.

MATERIAL COMPATIBILITY:

Application of solutions, when used as directed, will not affect materials normally encountered in the cleanroom. See compatibility information in the Technical File.

BENEFITS:

- An exceptional non-oxidising biocide
- Bactericidal and Fungicidal
- Clean and disinfects
- 3 months validated 'in-use' shelf life
- Contents protected using 'bag-in-bottle' presentation with premium range.
- 1L and 5L formats manufactured with WFI quality water
- Multiple bags for cleanroom transfer
- Ideal rotational partner for InSpec QT, HA and OX
- Manufactured to GMP

TECHNICAL USER INFORMATION:

InSpec AN is a sterile disinfectant in pre-diluted and concentrated formats.

InSpec AN is manufactured to GMP in an ISO 6 cleanroom. The product is filled and capped in an ISO class 5 environment.

The solution is filtered through a 0.2 micron filter and gamma irradiated to a validated process (at 25-45kGy) to give a sterility assurance level SAL of 10⁻⁶.

Trigger sprays supplied with 900ml solution in a 1L container.

InSpec AN is supplied with Certificates of Conformity, Analysis, Irradiation and Sterility.

All formats of AN have a stabilised 24 month shelf life.

For screw cap bottles use the entire contents after opening.

Microbiological Minimum Efficacy Testing Contact

EN 1276 Bacteria	5 minutes	EN 13697 Bacteria	5 minutes
EN 1650 Fungi	15 minutes	EN 13697 Fungi	15 minutes

InSpec™ AN Product

Product	Pack Size	Case Size	Product Code
InSpec™ AN 900ml Trigger	1L trigger spray	6x 1L	ANWF120-900MLS
InSpec™ AN 5L Screw Cap	5L screw cap	2 x 5L	ANWF120-5LS
InSpec™ AN Concentrate	100ml screw cap	50 x 100ml	ANCNC20-100

Vietnam Official Distributor:

Decon Solutions Co., LTD

No 62 Road 64, Thanh My Loi Ward, District 2, HCM City, Vietnam
H: 09 0890 1955 **F:** +84 28 6287 3181 **E:** info@deconsolutions.com.vn
T: +84 28 6287 3180 - 38 143 585 **W:** www.deconsolutions.com.vn

